

# IVOCLAR VIVADENT

## ALL CERAMIC INDICATIONS / INDIKATIONEN

	IPS Empress		IPS e.max				
	IPS Empress Esthetic	IPS Empress CAD	IPS e.max Press	IPS e.max ZirPress	IPS e.max ZirCAD	IPS e.max CAD	IPS e.max Ceram
<b>Fully anatomic / vollanatomisch</b>							
Inlays / Onlays	✓	✓					
Veneers	✓	✓	✓	✓		✓	
Anterior crowns / Frontzahnkronen	✓	✓	✓			✓	
Posterior crowns / Seitenzahnkronen	✓	✓	✓			✓	
3-unit anterior bridges / 3-gliedrige Frontzahnbrücken			✓				
3-unit premolar bridges / 3-gliedrige Prämolarenbrücken			✓				
<b>Layered / geschichtet</b>							
Veneers	✓	✓	✓	✓		✓	✓ <sup>(2)</sup>
Anterior crowns / Frontzahnkronen	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓ <sup>(2)</sup>
Posterior crowns / Seitenzahnkronen			✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓ <sup>(2)</sup>
3-unit anterior bridges / 3-gliedrige Frontzahnbrücken			✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>
3-unit premolar bridges / 3-gliedrige Prämolarenbrücken			✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>
3-unit posterior bridges / 3-gliedrige Seitenzahnbrücken				✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>
4 to 6-unit anterior bridges / 4–6-gliedrige Frontzahnbrücken				✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>
4 to 6-unit posterior bridges / 4–6-gliedrige Seitenzahnbrücken				✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>
Inlay bridges / Inlaybrücken				✓ <sup>(1)</sup>	✓		✓ <sup>(2)</sup>

<sup>1)</sup> in combination with IPS e.max ZirCAD / in Kombination mit IPS e.max ZirCAD

<sup>2)</sup> one layering ceramic for all IPS e.max components / eine Schichtkeramik für alle IPS e.max Komponenten